

Terminal Transferase

REF: EG26107S

储存条件

-20℃保存 2 年

产品组成

组分	规格
Terminal Transferase (20 U/μl)	25 μl
10× TdT Buffer	1.5 ml
CoCl ₂ (10 mM)	500 μl

产品简介

Terminal Transferase, 中文名称末端转移酶, 简称 TdT, 经大肠杆菌重组表达纯化后获得。TdT 是一种非模板依赖的 DNA 聚合酶, 催化脱氧核苷酸添加到寡核苷酸、单链和双链 DNA 分子的 3' 羟基端。TdT 催化寡核苷酸 3' 末端加尾时, 通常要求底物具有游离 3' 羟基, 且长度至少为 3 个核苷酸。

活性定义

1 个单位是指 37℃ 条件下, 50 μl 反应体系中, 1 小时内能将 1 nmol 的 dTTP 掺入酸不溶物所需的酶量。

产品应用

1. DNA 末端加尾;
2. 5'-RACE;
3. 寡核苷酸或 DNA 3' 末端标记;
4. TUNEL 检测 (细胞凋亡的原位检测)。

质量控制

蛋白纯度

经 SDS-PAGE 凝胶电泳检测, 蛋白纯度不低于 95%。

非特异性内切酶活性

37℃ 下, 在 20 μl 反应体系中将 20 U Terminal Transferase 与 200 ng 超螺旋质粒 DNA 共同温育 4 h, 使用琼脂糖凝胶电泳检测, 少于 20% 的质粒 DNA 转变成缺刻或线性状态。

DNase 活性

37℃ 下, 在 20 μl 反应体系中将 20 U Terminal Transferase 与 15 ng 双链 DNA 片段共同温育 16 h, 使用琼脂糖凝胶电泳检测, 双链 DNA 片段无变化。

RNase 活性

37℃ 下, 在 10 μl 反应体系中将 20 U Terminal Transferase 与 500 ng RNA 共同温育 1 h, 使用琼脂糖凝胶电泳检测, 超过 90% 的 RNA 保持完整。

宿主 DNA 残留

采用中国药典 2025 版四部通则 3407 外源性 DNA 残留量测定法第三法定量 PCR 法, 本品中大肠杆菌宿主细胞 DNA 残留量低于 1 拷贝 /20 U。

使用方法

一、加尾反应

①在冰上配制以下反应体系:

试剂	使用量
DNA	10 pmol ^a
10× TdT Buffer	5 μl
dATP/dTTP/dCTP/dGTP (10 mM)	1 μl
CoCl ₂ (10 mM) ^b	1.25 μl
Terminal Transferase (20 U/μl)	0.5 μl
ddH ₂ O	Up to 50 μl

- a. 对于寡核苷酸, 10 pmol 对应的 ng=3.3× 碱基数。
 - b. CoCl₂ 可提高反应效率, 但可能导致下游实验不兼容, 请根据实验需求灵活添加。
- ② 轻柔吸打或轻弹管壁以混匀, 然后瞬时离心收集挂壁液滴;
 - ③ 37℃ 孵育 30 min。可以根据加尾长度需求自行调整酶量和反应时间, 酶量越高、时间越长, 加尾长度越长;
 - ④ 70℃ 孵育 10 min 终止反应。

注: 在该条件下进行反应, 可添加约 80~100 个 dTTP, 60~80 个 dATP 或 dCTP, 10 个 dGTP。

二、DNA 末端标记

①在冰上配制以下反应体系:

试剂	使用量
DNA	10 pmol
10× TdT Buffer	5 μl
[α- ³² P]-ddATP (10 TBq/mmol)	1~2 MBq
CoCl ₂ (10 mM) ^a	1.25 μl
Terminal Transferase (20 U/μl)	1 μl
ddH ₂ O	Up to 50 μl

- a. CoCl₂ 可提高反应效率, 但可能导致下游实验不兼容, 请根据实验需求灵活添加。
- ② 轻柔吸打或轻弹管壁以混匀, 然后瞬时离心收集挂壁液滴;
 - ③ 37℃ 孵育 30~60 min, 可以根据实验结果调整酶的用量或反应时间;
 - ④ 70℃ 孵育 10 min 终止反应。

注意事项

1. TdT 加尾必须有游离 3'-羟基, 没有 3' 羟基就完全不反应: ddNTP 封闭末端、3' 磷酸封闭、3' 修饰阻断的 DNA 均不能作为底物。
2. TdT 对不同脱氧核苷酸加尾效率不同, dTTP > dATP≈dCTP >> dGTP。
3. TdT 几乎不能以 RNA 为底物进行加尾。
4. TdT 以 DNA 为底物时, 可使用核糖核苷酸为底物进行加尾, 但活性远远弱于以脱氧核苷酸为底物进行加尾, 前者活性 < 后者的 1%。以核糖核苷酸为底物时, GTP > ATP > CTP > UTP。
5. TdT 对不同末端类型加尾效率不同, 通常 3' 突出末端 > 平末端 ≈ 3' 凹陷末端。
6. TdT 加尾长度并不固定, 会受到酶量、反应时间、dNTP/ 底物摩尔比等多种因素影响, 应根据实验需求调整至最佳条件。
7. 金属离子螯合剂, 较高浓度的铵根离子、氯离子、碘离子和磷酸根离子均对 TdT 活性具有抑制作用。
8. 本产品仅作参考研究使用, 不得用于其它用途。
9. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并佩戴一次性手套操作。